

RX-5000 α 数字型台式全自动折光仪

[详细信息...](#)

货号:	1145416	品牌:	电询
单位:		重量:	
属性:			
详细资料:	<p>RX-5000 α 数字型台式全自动折光仪详细介绍</p> <p>RX-5000 α (alpha) 是能够内部设定测量温度的自动折射仪，能够快速地测量折射指数、糖度或各式液体的浓度，以下为本产品的特性：</p> <ul style="list-style-type: none">• 因为RX-5000 α (alpha) 具有电热模块以控制温度，所以不需要恒温水箱。• 在样本达到目标温度之后，测量会自动开始。• 在目标温度下，折射指数与糖度会快速显示• 可取得高糖度±0.03%与折射指数±0.00004准确度。• RX-5000 α (alpha) 会显示您所设的控制范围的高低界线。• 如果测量值与您的标准液体值或其它折射仪测量的不同，将能做部分调整。• 根据您的样本，能够输入60种使用者标度。• RX-5000 α (alpha) 能够显示最少30个最近的测量值。 <p>Model</p> <p>RX-5000 α (alpha)</p> <p>型号</p> <p>3261</p> <p>测量范围</p> <p>折射指数 (nD) : 1.32700至1.58000</p> <p>糖度 (Brix) : 0.00至100.00% (5至60° CATC)</p> <p>最小显示单位</p>		

折射指数(nD):0.00001

糖度(Brix):0.01%

温度:0.01° C

测量准确度

折射指数(nD):±0.00004

糖度(Brix):±0.03%

重复性

折射指数(nD):±0.00002

糖度(Brix):±0.01%

测量温度

5至60° C

电源

AC100V至240V, 50/60Hz

测量形式

3种形式

尺寸重量

37×26×14公分, 6.4千克(不含零件的重量)

电力损耗

480VA

输出终端机

- 打印机(数字打印机ATAGO)
- RS-232C

选件

- 数字打印机DP-RX:型号3121
- 数字打印机DP-RD:型号3122
- 数字打印机DP-62 α :型号3019
- RX-5000 α 用挥发样品转换器:RE-56151
- RX-5000 α 用装样漏斗:RE-56156
- 10%蔗糖溶液($\pm 0.01\%$):RE-111001
- 30%蔗糖溶液($\pm 0.01\%$):RE-113001
- 50%蔗糖溶液($\pm 0.02\%$):RE-115002

消耗品/零件

- RX-5000 α 用机罩:RE-6532
- DP-62 α , DP-RX用打印纸:RE-8412
- DP-62 α , DP-RX用长效使用打印纸:RE-8414
- DP-RD用打印纸:RE-89403
- DP-RD用墨盒:RE-89402
- 备用(交换用)排气过滤器:RE-58001



本器仪器
www.hz17.com

[更多相关资料请点击访问...](#)