

# P230P半制备型制备色谱仪

[详细信息...](#)

P230P半制备，企业, 院所常用型			
货号:	4161796	品牌:	大连依利特
单位:		重量:	
属性:			
详细资料:	<p>P230P半制备型制备色谱仪详细介绍</p> <p>P230P高压恒流泵</p> <p>主要优点</p> <ul style="list-style-type: none"><li>8双泵头，串联式结构—流量准确；</li><li>8卡口式泵头构造，使泵头的装卸极为容易，便于维护保养和更换部件；</li><li>8浮动柱塞设计，使泵具有最小脉动，极大地延长密封圈的使用寿命；</li><li>8提供计算机控制口，可组合晋级为高压液相系统；</li><li>8操作简单易用。</li></ul> <p>紫外可见可变波长检测器</p> <p>v主要优点</p> <ul style="list-style-type: none"><li>8先进的全息凹面光栅的单色仪结构，使本仪具有较高的灵敏度；</li><li>8双光路光学系统，最大程度地减少噪声和漂移，允许工作至0.005AUFS；</li><li>8无须更换光源检测波长范围可拓宽至可见光谱范围；</li><li>8采用面板触摸开关，不须繁琐的功能调整，自动归零；</li><li>8镶嵌式检测池及氙灯设计，使维护和更换更加方便。</li></ul> <p>P230P半制备型制备色谱仪技术参数</p> <p>产品技术参数</p> <p>紫外检测器技术指标：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>8波长范围190nm-600nm</li><li>8波长精确度±1.0nm</li><li>8波长准确度±2.0nm</li><li>8谱带宽度6nm</li><li>8吸收范围0.005-2.56AUFS(10档)</li><li>8基线噪声≤±5.0×10<sup>-5</sup>AU(254nm)</li><li>8基线漂移≤±5.0×10<sup>-4</sup>AU/hr</li><li>8最小检测量4×10<sup>-8</sup>g/mL(萘的甲醇溶液)</li><li>8光源氙灯</li><li>8显示方式LED数字</li><li>8显示模式吸收值、测量信号、参比信号</li><li>8功耗约40W</li><li>8电源220Vv±22V, 50Hz±0.5Hz</li><li>8外型尺寸400mm×280mm×150mm</li><li>8重量20Kg</li></ul> <p>泵技术指标：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>8流量范围0.10-40.00(ml/min)以0.01ml/min步长调节流量</li><li>8流量精确度优于±0.2%RSD</li><li>8流量准确度优于±1.0%</li><li>8最高工作压力30.0MPa</li><li>8安全控制压力上限可设定</li></ul>		

8显示方式LED数字  
8显示模式实际压力、压力上限设定、流量设定  
8功耗约40W  
8电源220V $\pm$ 22V, 50Hz $\pm$ 0.5Hz  
8外型尺寸400mm $\times$ 280mm $\times$ 150mm  
8重量20Kg



货号	系统配置	价格
4161796-0	等度系统	0.00
4161796-1	梯度系统	0.00

关于我们技术服务网站地图联系方式联系我们版权说明

全国统一服务热线400-666-9217电话：021-61552601/61552602/61552603地址：上海市共和新路435号  
凯鹏国际大厦18楼G座E-mail：sales@ba17.com邮编：200070

[更多相关资料请点击访问...](#)